

## Provedení odběru vzorku stolice do odběrové zkumavky Sentinel FOB Gold

Vážená paní, vážený pane,


na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na skryté krvácení do zažívacího traktu. Tímto vyšetřením může být prokázána přítomnost okultní, tj. zrakem nepostřehnutelné, krve ve stolici.

Spolehlivost výsledků závisí velkou mírou na správné přípravě před vyšetřením a na správném provedení odběru vzorku.

1. Odběr vzorku provádějte v čistém a suchém prostředí. Během kroku 2-3-4-5 držte odběrovou zkumavku **ve svislé poloze** zeleným uzávěrem směrem **nahoru** a bílým spodním uzávěrem směrem **dolů** tak, jak je to znázorněno v kroku **2**. Zabrání se tak úniku obsahu ze zkumavky



2. Držte zkumavku **ve svislé poloze**, otevřete zelený uzávěr vybavený tenkým hrotem pro odběr stolice.



3. Pomocí odběrového hrotu odeberte část vzorku z **3** jeho různých míst.
4. **Odstraňte** přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem.
5. Stále držte zkumavku ve **svislé poloze**, vložte uzávěr s hrotem obsahujícím odebraný vzorek do otvoru ve zkumavce, a co nejpevněji uzávěr utáhnete.



6. **Umístěte** zkumavku s odebraným vzorkem do igelitového sáčku určeného pro její uchování a transport do laboratoře.
  7. Uskladněte v **ledničce**.
  8. Doručte igelitový sáček obsahující odběrovou zkumavku max. do **2** dnů do laboratoře.
- Děkujeme Vám za spolupráci.

**Přesné dodržení pokynu je podmínkou nezkrsleného výsledku vyšetření.**

Pracovní doba laboratoře: 6,30 – 14,00 hod. v pracovní dny

Nemocnice Český Těšín a.s., OKBH - budova B

Pro přesnější informace můžete volat na telefonní číslo 558 769 286 nebo 558 769 236.